

OBJETO: ACTUALIZACION MANDOS MULTICONTROL

Recientemente se han introducido nuevos cuerpos de válvula con el centrado del racor de entrada Dia. 24,5 mm (en lugar de Dia. 27 mm como era hasta ahora). El código del Multicontrol no ha cambiado, pero el kit de racores de entrada/descarga ha cambiado.

Para identificar inmediatamente el Multicontrol (si antiguo o actual), se cambió el color de la etiqueta en el cuerpo:



Pegatina blanca (cuerpo antiguo)



Pegatina amarilla (cuerpo nuevo)



Tuerca con centrado dia. 27 mm (antiguo)



Tuerca con centrado dia. 24,5 mm (nueva)

Incluida en los kits racores antiguos:

251925973  
251926973  
252525973  
252526973  
252530973  
252531973

Incluida en los nuevos kits racores:

251925973A  
251926973A  
252525973A  
252526973A  
252530973A  
252531973A